

## INSTRUKCJA NR 30

### ZASADY DEZYNFEKCJI OSŁON TWARZOWYCH WIELORAZOWYCH

#### Cel procedury

Celem procedury jest prawidłowe wykonanie procesu dekontaminacji osłon twarzowych wielorazowych (gogle/przyłbice) po użyciu.

#### 2. Przedmiot procedury

Przedmiotem procedury jest opis przeprowadzania procesów dekontaminacji sprzętu wielokrotnego użytku

#### 3. Zakres stosowania

Procedura obowiązuje pracowników Zakładzie Opiekuńczo –Pielęgnacyjnym w Toruniu.

#### 4. Sposób postępowania:

##### 4.1. przygotowanie roztworu dezynfekcyjnego:

- nałożyć odzież ochronną zgodnie z kartą charakterystyki stosowanego środka dezynfekcyjnego
- przygotować czystą wannę z sitem lub inny pojemnik do dezynfekcji
- wlać odpowiednią ilość wody do wanienki dezynfekcyjnej
- odmierzyć odpowiednią ilość środka dezynfekcyjnego i wlać go do wanienki z przygotowaną wodą.

**O skuteczności dezynfekcji decyduje sposób przygotowania roztworu dezynfekcyjnego, czas trwania dezynfekcji i odpowiedni sposób jej przeprowadzania.**

Przykładowy sposób przygotowania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego z płynnego koncentratu:

Stężenie roztworu	Ilość koncentratu	Ilość wody	Ilość roztworu roboczego
1 %	10 ml	990 ml wody	1000ml – 1 litr
2%	20 ml	980 ml wody	1000ml – 1 litr

##### 4.2. mycie i dezynfekcja sprzętu medycznego

Do mycia i dezynfekcji można użyć preparatu myjąco- dezynfekującego i wykonać jednorazowo poniższe czynności lub dwukrotnie, używając do jednego procesu preparatu myjącego a do drugiego preparatu dezynfekcyjnego.

- dezynfekcję należy przeprowadzić jak najbliżej miejsca użycia sprzętu,
- włożyć sprzęt medyczny do przygotowanego roztworu, tak aby były całkowicie zanurzone,
- nakryć wannę dezynfekcyjną pokrywą,
- zdjąć odzież ochronną
- wypełnić naklejkę informacyjną ( metryczkę) i nakleić ją na pokrywę wanny,

- sprzęt medyczny pozostawić zanurzone w roztworze dezynfekcyjnym na czas wskazany przez producenta preparatu. Czas mycia lub mycia i dezynfekcji liczyć od momentu zanurzenia ostatniego narzędzia lub sprzętu medycznego.
- po upływie czasu nałożyć odzież ochronną
- odkryć wanienkę
- wyjąć sito z narzędziami lub sprzętem medycznym z wanny dezynfekcyjnej i wstawić je do komory zlewozmywaka,
- umyć sprzęt medyczny pod bieżącą wodą
- pojemnik do dezynfekcji łącznie z sitem i pokrywą umyć i osuszyć,
- sprawdzić dokładność mycia sprzętu medycznego,
- czysty i suchy sprzęt odłożyć do szafy.